

MICREL PRODUKTKATALOG - MicroPump mL/h+

Vingmed AS

Oppdatert: 28.01.2022

Varenummer	Kort beskrivelse	Salgsenhet	
KP1.12.220	Micrel MicroPump MP mL/h+ Pumpen leveres sammen med bæreveske, ett sett batterier (AAA x 6), bruksanvisning og hurtigveiledning. Lav vekt på kun 220 g batteriet inkludert. Infusjonsnøyaktigheten er ±2%. 2 års garanti. Preventivt vedlikehold hvert 3 år.	eske med 1 stk.	
KM1.YY.604	Micrel MP+ bæreveske Dette er bærevesken som følger med ved kjøp av sprøytepumpen MP+. Slitesterkt tekstilmateriale med plastvindu for betjening av pumpen når den bæres i bærevesken. For sprøyter på 10 til 50 mL.	eske med 1 stk.	
KS1.12.164	Micrel bæreveske til MP mL/h+ med lås Bæreveske som er beregnet for bruk hvor det er nødvendig å begrense tilgangen til medikamentet. Vesken er laget i kraftig tekstilmateriale med et lite vindu for å se skjermen. Adgang begrenses ved hjelp av en hengelås med 3-sifret kode. For sprøyter på 10 og 20 mL.	eske med 1 stk.	
KM1.YY.561	Micrel MP+ enpasients bæreveske Enkel bæreveske i sterkt tekstilmateriale til bruk til en pasient. Kastes etter bruk.	eske med 20 stk.	
KM1.EE.121	Micrel MP+ festebrakett Brakett for å sette Micrel MP+ i, med feste for montering på infusjonsstang.	eske med 1 stk.	
KM1.YY.439	Micrel MP+ batterideksel Reservevedel	eske med 1 stk.	
KS1.12.154	Micrel MP+ stropp for å feste sprøyten Reservevedel	eske med 1 stk.	
93433001	Micrel stropp til bæreveske Stropper til bæreveske med varenummer KM1.YY.604 og KS1.12.164 Kan bestilles ved behov.	eske med 1 stk.	
441-999	Micrel MP+ hurtigveiledning laminert størrelse A6 På forespørsel, produseres hos Vingmed AS Kan tilpasses hvordan pumpen brukes på et spesifikt sykehus eller i en helseregion. Ta kontakt.	eske med 10 stk.	
KM1.YY.300	Micrel MP+ transportveske Denne vesken er godt egne ved transport av pasienter som trenger kontinuerlig infusjon av medikamentoppløsninger. Med plass til inntil 3 MicroPumps.	eske med 1 stk.	